

침대저울 UNDER BED SCALE

사용용도 및 사용방법

- 신부전증 환자 투석 시 체중 측정용
투석기 오류 검정용
- 체중 변화 검정용- 실시간 감시
- 기존 환자 침대에 간편하게 바퀴만 교체하여 부착 사용.

특징

- 시작체중과 종료체중, 체중변화량을 실시간으로 모두 표시
- 측정 데이터 (50건)대용량 저장

SPECIFICATIONS

제품명	TP1201
최대중량	600kg
표시기	4.3인치 컬러 TFT LCD & 터치 패널
1논의값	0.01kg
정밀도	0.02kg
영점	Full digital Zero
실내 무선 범위	최대 30m
인디케이터 전원	18650 리튬이온 배터리 2개
인디케이터 배터리수명	약 20시간
데이터 MEMORY	측정 데이터 (50건)대용량 저장
경보기능	환자가 침대를 이탈시 경보음 및 램프 신호 기능
CASTER	5" DUAL
보증기간	1year Parts and Labor

